



Znaczniki do butelek Duran® Yutility



Znaczniki do butelek Duran® Yutility wykonane z silikonu. Osiem wariantów kolorystycznych przywieszek służących do oznaczania butelek laboratoryjnych i ich łatwiejszej identyfikacji. Oferowane w zestawach jednobarwnych po 20 sztuk lub komplecie 16 znaczników, po dwa w każdym kolorze.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Przeznaczenie	Kolor	Szt./Op.
	G-0480	Znaczniki do butelek Duran® Yutility	silikon	gwint GL45	czerwone	20 szt.
	G-0481	Znaczniki do butelek Duran® Yutility	silikon	gwint GL45	pomarańczowe	20 szt.
	G-0482	Znaczniki do butelek Duran® Yutility	silikon	gwint GL45	żółte	20 szt.
	G-0483	Znaczniki do butelek Duran® Yutility	silikon	gwint GL45	zielone	20 szt.
	G-0484	Znaczniki do butelek Duran® Yutility	silikon	gwint GL45	niebieskie	20 szt.
	G-0485	Znaczniki do butelek Duran® Yutility	silikon	gwint GL45	fioletowe	20 szt.
	G-0486	Znaczniki do butelek Duran® Yutility	silikon	gwint GL45	czarne	20 szt.
	G-0487	Znaczniki do butelek Duran® Yutility	silikon	gwint GL45	białe	20 szt.
	G-0489	Znaczniki do butelek Duran® Yutility	silikon	gwint GL45	mix kolorów	16 szt.

Opis

Elastyczne znaczniki wielokrotnego użytku można łatwo i bezpiecznie przymocować na szyjce butelki Duran® Yutility, nawet przy założonej zakrętce. Pasują również do każdej innej szyjki butelki z gwintem GL45. Wygodna do chwycenia wypustka ułatwia ich usunięcie zarówno dłonią gołą, jak również ręką chronioną rękawiczką.

Silikonowe znaczniki do butelek GL45 można bezpiecznie przymocować do szyjki butelki Duran® Yutility. Służą łatwej personalizacji i jednoznacznej identyfikacji określonej butelki. Pierścienie znakujące charakteryzuje wyjątkowa wytrzymałość chemiczna oraz odporność na temperatury do 200 °C. Dostępne w ośmiu zestawach jednobarwnych po 20 sztuk lub w komplecie złożonym z 16 znaczników (po dwa we wszystkich dostępnych kolorach).