



Zestawy startowe Gilson Pipetman[®] L



Zestaw pipet Gilson **Pipetman[®] L Starter Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman z metalowym zrzutnikiem (P20L, P200L i P1000L),
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (D200T oraz D1000T),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne.

Zestaw pipet Gilson **Pipetman[®] L Micro-Volume Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman z metalowym zrzutnikiem (P2L, P10L, P100L),
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (DFL10ST, DF100ST),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-4146	Zestaw Pipetman [®] L Starter Kit: P20L, P200L, P1000L + akcesoria	F167350
	K-4147	Zestaw Pipetman [®] L Micro-Volume Kit: P2L, P10L, P100L + akcesoria	F167550

Opis

Zestaw pipet Gilson **Pipetman[®] L Starter Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman z metalowym zrzutnikiem (P20L, P200L i P1000L),
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (D200T oraz D1000T),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne.

Zestaw pipet Gilson **Pipetman[®] L Micro-Volume Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman z metalowym zrzutnikiem (P2L, P10L, P100L),
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (DFL10ST, DF100ST),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne.