



Butelki laboratoryjne Duran® Youtility - oranżowe



Barwione na oranżowo szklane butelki laboratoryjne Duran® Youtility o innowacyjnym kształcie, ze specjalnie ukształtowanymi strefami chwytania po obu stronach butelki i wstępnie zdefiniowanym obszarem etykietowania. Oferowane zestawy zawierają cztery jednakowe butelki ze skróconym gwintem GL45 wraz z pierścieniami wylewowymi i zakrętkami Duran® Youtility wykonanymi PP.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Gwint	Szt./Op.
	G-2422	Butelki laboratoryjne Duran® Youtility	z zakrętką	oranżowe	125 ml	55 x 124 mm	GL45	4 szt.
	G-2423	Butelki laboratoryjne Duran® Youtility	z zakrętką	oranżowe	250 ml	66 x 158 mm	GL45	4 szt.
	G-2424	Butelki laboratoryjne Duran® Youtility	z zakrętką	oranżowe	500 ml	78 x 193 mm	GL45	4 szt.
	G-2426	Butelki laboratoryjne Duran® Youtility	z zakrętką	oranżowe	1000 ml	93 x 253 mm	GL45	4 szt.

Opis

Oranżowe butelki Duran® Youtility wykonane ze szkła borokrzemianowego 3.3. Bursztynowy kolor jest trwale wypalany na zewnętrznej powierzchni szkła. Zabieg ten nie wpływa na właściwości wewnętrznej powierzchni butelki. Posiadają wyraźne znaczniki objętości, aż do wartości nominalnej. Znajdujące się na ściankach informacje wykonano białą emalią odporną chemicznie. Ponadto umieszczony na ściance kod Retrace umożliwia prześledzenie produkcji danej partii i certyfikację jej zgodności. Specjalnie ukształtowane strefy chwytania po obu stronach butelek Duran® Youtility umożliwiają łatwiejszą i bezpieczniejszą obsługę. Smukły kształt pozwala na bardziej optymalne wykorzystanie ograniczonej przestrzeni w autoklawach i lodówkach laboratoryjnych. Oferowane butelki można również bezpiecznie układać poziomo, na płaskim boku.

Dzięki nowemu gwintowi, otwieranie lub zamykanie butelki Duran® Youtility jest znacznie szybsze. Ergonomicznie ukształtowane zakrętki nowej generacji, ze zoptymalizowanymi rowkowaniami i wypukłościami, pozwalają na skuteczniejsze i łatwiejsze dokręcanie i odkręcanie. Dotyczy to zwłaszcza mniejszych dłoni lub dłoni w rękawiczkach. Mimo nowoczesnego kształtu nakrętek ich gwint jest w pełni kompatybilny z tradycyjnymi zamknięciami DIN GL45 i innymi akcesoriami o tych wymiarach.

Szklane butelki uformowano ze szkła borokrzemianowego Duran 3.3, zgodnego z farmakopeą szkła neutralnego typu 1, o bardzo dobrej odporności chemicznej oraz wytrzymałości na wysokie temperatury i ich nagłe zmiany. Dodatkowo szkło oranżowe spełnia wymagania USP i Eur. Ph. 3.2.1. Zapewnia to ochronę przed promieniowaniem ultrafioletowym

umieszczonym wewnątrz materiałom wrażliwym na światło.

Butelki Duran® Youtility dostarcza się z załączonymi pierścieniami wylewowymi oraz zakrętkami GL45 Duran® Youtility wykonanymi z polipropylenu (PP) o unikalnym odcieniu niebieskiego (cyjan). Cały komplet można autoklawować w temperaturze 121 °C lub 134 °C. Oferowane zestawy zawierają cztery jednakowe butelki o pojemności od 125 ml do 1 litra.

Do wstępnie zdefiniowanego obszaru etykietowania można wykorzystać oferowane dodatkowo, przeznaczone do tego celu samoprzylepne etykiety.