



Pipety Pipetman[®] L Fix - o stałej pojemności



Pipety Pipetman[®] L Fix firmy Gilson przeznaczone do codziennego zastosowania w dziedzinach badawczych, w przemyśle i w medycynie. Cechują się solidnym wykonaniem, trwałością i dużą precyzją. Produkt charakteryzuje się długą żywotnością mechanizmu oraz wysoką jakością materiałową.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Nr producenta
	K-4148	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F1L	1 µl	FA10017
	K-4149	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F2L	2 µl	FA10018
	K-4150	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F5L	5 µl	FA10019
	K-4151	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F10L	10 µl	FA10020
	K-4152	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F20L	20 µl	FA10021
	K-4153	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F25L	25 µl	FA10022
	K-4154	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F50L	50 µl	FA10023
	K-4155	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F100L	100 µl	FA10024
	K-4156	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F200L	200 µl	FA10025
	K-4157	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F250L	250 µl	FA10026
	K-4158	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F300L	300 µl	FA10027
	K-4159	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F400L	400 µl	FA10028
	K-4160	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F500L	500 µl	FA10029
	K-4161	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F1000L	1000 µl	FA10030
	K-4162	Pipeta automatyczna Pipetman [®] L Fix	F5000L	5000 µl	FA10031

Opis

Pipety Pipetman® L Fix przeznaczone do codziennego zastosowania w dziedzinach badawczych, w przemyśle i w medycynie. Cechują się solidnym wykonaniem, trwałością i dużą precyzją. Produkt charakteryzuje się długą żywotnością mechanizmu oraz wysoką jakością materiałową. Dzięki użyciu specjalnych materiałów pipeta jest wyjątkowo lekka, zaś nowy typ uszczelki a także specjalny smar zmniejszają uczucie zmęczenia dłoni w wyniku długotrwałego i intensywnego pipetowania. Pipetman® L Fix firmy Gilson posiada specjalny kod „data matrix”, ułatwiający zeskanowanie danych dotyczących pipety.