



Zestawy Gilson Pipetman[®] P Classic



Zestaw pipet o małych objętościach **Pipetman[®] Micro Volume Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] P2, P10 i P100 i akcesoria.

Zestaw startowy **Pipetman[®] Starter Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] (P20, P200 i P1000) i akcesoria.

Zestaw pipet o dużych objętościach **Pipetman[®] Large Volume Kit** zawiera:

- 2 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] model P5000 i P10ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-2943	Zestaw Micro Volume Kit	F167500
	K-2944	Zestaw Pipetman Starter Kit	F167300
	K-2945	Zestaw Large Volume Kit	F167400

Opis

Zestaw pipet o małych objętościach **Pipetman[®] Micro Volume Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] P2, P10 i P100,
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (DFL10ST oraz DF100ST),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne,
- 10 kolorowych opasek-klipsów.

Zestaw startowy **Pipetman[®] Starter Kit** zawiera:

- 3 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] (P20, P200 i P1000),
- 2 pudełka Tipack z końcówkami (D200T oraz D1000T),
- 3 pojedyncze uchwyty samoprzylepne,
- 10 kolorowych opasek-klipsów.

Zestaw pipet o dużych objętościach **Pipetman[®] Large Volume Kit** zawiera:

- 2 pipety automatyczne, wielomiarowe, Pipetman[®] model P5000 i P10ml.
- 2 worki z końcówkami (D5000 oraz D10mL),
- filtry do pipet P5000 i P10ml,