



Strzykawki trzyczęściowe Omnifix[®] Solo - sterylne

B | BRAUN

Strzykawki trzyczęściowe, wykonane z PP. Przyłącze typu Luer lub Luer-Lock. Strzykawki posiadają gumowy tłok z podwójnym uszczelnieniem. Blokada tłoka zapobiega jego niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przyłącze	Pojemność	Szt./Op.	Nr producenta
	L-5500	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] -F Solo - tuberkulinowe	Luer	1 ml	100 szt.	9161406V
	L-5502	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer	3 ml	100 szt.	4616025V
	L-5503	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer	5 ml	100 szt.	4616057V
	L-5504	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer	10 ml	100 szt.	4616103V
	L-5505	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer	20 ml	100 szt.	4616200V
	L-5506	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer	30 ml	100 szt.	4616308F
	L-5507	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer	50 ml	100 szt.	4616502F
	L-5512	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer-Lock	3 ml	100 szt.	4617022V
	L-5513	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer-Lock	5 ml	100 szt.	4617053V
	L-5514	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer-Lock	10 ml	100 szt.	4617100V
	L-5515	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer-Lock	20 ml	100 szt.	4617207V
	L-5516	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer-Lock	30 ml	100 szt.	4617304F
	L-5517	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Solo	Luer-Lock	50 ml	100 szt.	4617509F

Opis

Strzykawki trzyczęściowe, wykonane z PP, wolne od PCV. Zakończenie typu Luer lub Luer-Lock. Zakręcane zakończenie Luer Lock służy do mocowania igieł, połączenia z drenami do infuzji. Przezroczysty cylinder z polipropylenu oraz czarna podziałka o silnym kontraście i właściwościach odpornych na rozmazywanie zapewniają dobrą widoczność objętości.

Blokada tłoka i płynnie działający korek tłoka z gumy syntetycznej zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo. Blokada zapobiega jego niekontrolowanemu wysunięciu z komory strzykawki. Tłok z podwójnym pierścieniem uszczelniającym umożliwia precyzyjne nabieranie i iniekcję, powolne pobieranie, wtryskiwanie i dozowania małych ilości.

Opakowanie zawiera 100 sztuk strzykawek. Bez igieł, które należy dokupić osobno.

Produkty z ceną promocyjną mają krótki lub przekroczony termin sterylności – przeznaczone wyłącznie do zastosowań naukowo-badawczych.