



Probówki FastGene[®] do PCR 0,2 ml - z płaskim wieczkiem

Bezbarwne probówki do PCR z zamontowaną płaską zatyczką. Odpowiednie do wszystkich standardowych PCR i qPCR (od objętości reakcji 5 µl).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Zamknięcie	Pojemność	Szt./Op.
	FG-021F	Probówki FastGene [®] do PCR	płaska pokrywka	0,2 ml	1000 szt.

Opis

Bezbarwne probówki do PCR z zamontowaną płaską zatyczką. Odpowiednie do wszystkich standardowych PCR i qPCR (od objętości reakcji 5 µl).