



Pipety Gilson Pipetman[®] L, 8- i 12- kanałowe



Wielokanałowe pipety Gilson Pipetman[®] L o zmiennej objętości. Wyjątkowo wysoka dokładność i precyzja pipetowania (błędy generowane przy 10%, 50% i 100% zakresu nominalnego są znacznie niższe niż wartości dopuszczane przez normę ISO 8655). Niska waga oraz znakomite dopasowanie do dłoni gwarantuje wysoki komfort użytkowania nawet podczas długich serii pipetowań. Dostępne modele 8-kanałowe lub 12-kanałowe.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Na końcówki	Nr producenta
	K-2916	Pipeta automatyczna 8-kanałowa Pipetman [®] L Multi	P8x10L	0,5-10 µl	D10, DL10, DF10, DFL10	FA10013
	K-2917	Pipeta automatyczna 12-kanałowa Pipetman [®] L Multi	P12x10L	0,5-10 µl	D10, DL10, DF10, DFL10	FA10014
	K-2918	Pipeta automatyczna 8-kanałowa Pipetman [®] L Multi	P8x20L	2-20 µl	D200, DF30	FA10009
	K-2919	Pipeta automatyczna 12-kanałowa Pipetman [®] L Multi	P12x20L	2-20 µl	D200, DF30	FA10010
	K-2946	Pipeta automatyczna 8-kanałowa Pipetman [®] L Multi	P8x200L	20-200 µl	D200, D300, DF200, DF300	FA10011
	K-2947	Pipeta automatyczna 12-kanałowa Pipetman [®] L Multi	P12x200L	20-200 µl	D200, D300, DF200, DF300	FA10012
	K-2948	Pipeta automatyczna 8-kanałowa Pipetman [®] L Multi	P8x300L	20-300 µl	D300	FA10015
	K-2949	Pipeta automatyczna 12-kanałowa Pipetman [®] L Multi	P12x300L	20-300 µl	D300	FA10016

Opis

Pipety wielokanałowe Gilson Pipetman[®] L o regulowanej objętości, charakteryzujące się wysoką dokładnością i precyzją (błędy generowane przy 10%, 50% i 100% zakresu nominalnego są znacznie niższe niż wartości dopuszczane przez normę ISO 8655). Wyjątkowo niska waga oraz znakomite dopasowanie do dłoni gwarantuje wysoki komfort użytkowania nawet podczas długich serii pipetowań. Wyposażone w opatentowaną blokadę nastawionej objętości, zapobiegający przypadkowej zmianie ustawionej wartości. Innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w Pipetman L zapewniają znaczną redukcję siły pipetowania w stosunku do innych modeli pipet. Regulowana pozycja zrzutnika końcówek umożliwia komfortową pracę zarówno osobom prawo- jak i leworęcznym. Modele 8-kanałowe oraz 12-kanałowe pipety Gilson Pipetman L charakteryzują się równomiernym rozkładem sił pipetowania na wszystkie kanały, co gwarantuje wysoką dokładność i powtarzalność odmierzanych objętości.