



Płytki 96-dołkowe do PCR z PP - no skirt



96-dołkowe płytki do PCR wykonane z PP. Produkt niesterylny, wolny od RNaz, DNaz i pirogenów. Odpowiednie do bloków termocyklorów o pojemności 0,2 ml, np.: Applied biosystems (ABI) oraz do systemów qPCR firmy BioRad.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Poj. dołka	Stopień czystości	Szt./Op.
	PCR-96-FLT-C	Płytki 96-dołkowe do PCR	unskirted	200 µl	niesterylne	25 szt.

Opis

96-dołkowe płytki do PCR wykonane z PP. Dołki w układzie 8 rzędów po 12 dołków o poj. 200 µl każdy. Nadają się do bloków termocyklorów o pojemności 0,2 ml m.in.: Applied biosystems (ABI) oraz do systemów qPCR firmy BioRad. Typ unskirted. Maks. RCF: 4000 x g

Produkt niesterylny, wolny od RNaz, DNaz i pirogenów. Kolor bezbarwny, opakowanie zawiera 25 szt. płytek.

Produkt o przekroczonym terminie ważności.