



Zestaw pipet Eppendorf Research[®] Plus

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Zestawy pipet Research[®] Plus renomowanej firmy Eppendorf. Pipety marki Eppendorf charakteryzuje najwyższa precyzja, dokładność oraz ergonomia dzięki zredukowanej sile wymaganej do obsługi. Wyposażone w mechanizm amortyzujący, chroniący trzonek na końcówki do pipet oraz zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Nr producenta
	K-5451	Zestaw pipet Eppendorf Research [®] Plus	0,5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl	3123 000.900
	K-5452	Zestaw pipet Eppendorf Research [®] Plus	2 – 20 µl, 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl	3123 000.918
	K-5453	Zestaw pipet Eppendorf Research [®] Plus	100 – 1000 µl, 0,5 – 5 ml, 1 – 10 ml	3123 000.926

Opis

Pipety Research[®] Plus renomowanej firmy Eppendorf niezawodne, o wysokiej jakości i precyzji, a przy tym ultralekkie. Ergonomiczne dzięki zredukowanej sile wymaganej do obsługi, zaprojektowane zgodnie z kryteriami Eppendorf PhysioCare Concept. Trwałe, odporne chemicznie, termicznie i mechanicznie. Wyposażone w sprężynujący stożek końcowy (we wszystkich modelach o pojemności do 1 ml), który redukuje siły przylegania końcówki i zmniejsza obciążenia przy długotrwałym pipetowaniu. Dodatkowo pipety posiadają zacisk szybkiego montowania, który ułatwia usunięcie dolnej części pipety.

Prosta regulacja pojemności: wystarczy kilka obrotów, żeby ustawić potrzebną pojemność. Mogą być kalibrowane zgodnie z potrzebami użytkownika, do wymaganej pojemności, bądź specyficznych właściwości pipetowanego płynu. Z możliwością sterylizacji całej pipety lub tylko dolnej części. Końcówki i pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Dzięki temu można w prosty i intuicyjny sposób dobrać końcówki kompatybilne do pipety o określonym zakresie pojemności. Dodatkowo użytkownik może na podstawie kodu barwnego szybko zidentyfikować pipetę potrzebną mu podczas pracy laboratoryjnej.

Każdy zestaw zawiera **3 pipety** jednokanałowe Eppendorf Research[®] Plus, **końcówki** kompatybilne z każdą z pipet oraz **długopis przypominający pipetę**.

Opcja 1: pipety o zakresie pojemności: 0,5 – 10 µl, 10 – 100 µl, 100 – 1000 µl

Opcja 2: pipety o zakresie pojemności: 2 – 20 µl (kod barwny żółty), 20 – 200 µl, 100 – 1000 µl

Opcja 3: pipety o zakresie pojemności: 100 – 1000 µl, 0,5 – 5 ml, 1 – 10 ml