




Strzykawki jednorazowe Romed z igłą - trzyczęściowe - insulinowe

Strzykawki insulinowe Romed ze zintegrowaną igłą. Sterylne, jednorazowe, trzyczęściowe. Pojemność 1 ml, czytelna skala U-40, igły o wymiarach 0,33 mm x 13 mm. Wyposażone w ochronne nakładki końcowe zarówno po stronie stronie igły, jak i po stronie tłoka.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przyłącze	Pojemność	Szt./Op.
	3IS-1ML	Strzykawki insulinowe Romed z igłą	Luer	1 ml	100 szt.

Opis

Strzykawki insulinowe Romed ze zintegrowaną igłą. Sterylne, jednorazowe, trzyczęściowe, końcówka Luer. Pojemność 1 ml, czytelna skala U-40, igły o wymiarach 0,33 mm x 13 mm. Wyposażone w ochronne nakładki końcowe zarówno po stronie stronie igły, jak i po stronie tłoka. Niewielka martwa przestrzeń minimalizuje tworzenie się pęcherzyków powietrza, co gwarantuje podanie pełnej dawki substancji, bez strat.