

Końcówki do pipet Sapphire - 200 µl



Końcówki do pipet **Sapphire** o poj. 5-200 µl. Uniwersalne, pasują do wszystkich popularnych pipet. Wykonane z PP, bezbarwne, niesterylne. Nie zawierają wykrywalnych DNaz, RNaz, hDNA, inhibitorów PCR, pirogenów, nie są cytotoksyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	775350	Końcówki do pipet Sapphire	bezbarwne	5-200 µl	niesterylne	1000 szt.

Opis

Końcówki do pipet Sapphire o poj. 5-200 µl. Uniwersalne, pasują do wszystkich popularnych pipet. Wykonane z polipropylenu, bezbarwne, niesterylne. Nie zawierają wykrywalnych DNaz, RNaz, hDNA, inhibitorów PCR, pirogenów (endotoksyn), nie są cytotoksyczne. Dostarczane w worku w ilości 1000 szt.