



Pipety automatyczne Eppendorf Reference[®] 2, stała pojemność

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Następczyni popularnej pipety Eppendorf Reference[®] o wyjątkowej precyzji i dokładności oraz powtarzalności wyników. Ergonomiczny kształt oraz lekkość znacznie zwiększają komfort pracy. Pipety charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością, dzięki zastosowaniu pierścienia ze stali nierdzewnej, chroniącego krawędzie głowicy urządzenia. Wyposażone w tłok odporny na korozję i działanie związków chemicznych, możliwe do obsługi jedną ręką.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kod barwny	Nr producenta
	K-5201	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	1 µl	ciemny szary	4925 000.014
	K-5202	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	2 µl	ciemny szary	4925 000.022
	K-5203	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	5 µl	szary	4925 000.030
	K-5204	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	10 µl	szary	4925 000.049
	K-5205	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	10 µl	żółty	4925 000.057
	K-5206	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	20 µl	jasny szary	4925 000.065
	K-5207	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	20 µl	żółty	4925 000.073
	K-5208	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	25 µl	żółty	4925 000.081
	K-5209	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	50 µl	żółty	4925 000.090
	K-5210	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	100 µl	żółty	4925 000.103
	K-5211	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	200 µl	żółty	4925 000.111
	K-5212	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	200 µl	niebieski	4925 000.120
	K-5213	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	250 µl	niebieski	4925 000.138
	K-5214	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	500 µl	niebieski	4925 000.146
	K-5215	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	1000 µl	niebieski	4925 000.154
	K-5216	Pipeta Reference [®] 2, stała poj.	2000 µl	czerwony	4925 000.162

	K-5217	Pipeta Reference® 2, stała poj.	2500 µl	czerwony	4925 000.170
	K-0013	Pipeta Reference® 2, stała poj.	1000 µl	niebieski	4921 000.150

Opis

Następczyni popularnej pipety Eppendorf Reference® o wyjątkowej precyzji i dokładności oraz powtarzalności wyników. Ergonomiczny kształt oraz lekkość znacznie zwiększają komfort pracy. Pipety charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością dzięki zastosowaniu pierścienia ze stali nierdzewnej, chroniącego krawędzie głowicy urządzenia. Wyposażone w tłok odporny na korozję i działanie związków chemicznych, możliwy do obsługi jedną ręką. Specjalna konstrukcja wyrzutnika końcówek minimalizuje ryzyko powstawania aerozoli. Sprężynowy stożek końcowy umożliwia obsługę pipety bez wysiłku. W całości autoklawowalne, łatwe do utrzymania w czystości. Eppendorf Reference® 2 posiadają świadectwo kalibracji, potwierdzające zgodność z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz 36 miesięcy gwarancji.

Końcówki i pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Dzięki temu można w prosty i intuicyjny sposób dobrać końcówki kompatybilne do pipety o określonej pojemności. Dodatkowo użytkownik może na podstawie kodu barwnego szybko zidentyfikować konkretny model pipety.