



Filtry ochronne do pipet Eppendorf

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem. Oryginalny produkt firmy Eppendorf. Opakowanie zawiera 50 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.	Nr producenta
	K-1848	Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 5 ml	50 szt.	3120 632.000
	K-1849	Filtry ochronne do pipet Eppendorf o poj. 10 ml	50 szt.	3111 606.004

Opis

Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem. Oryginalny produkt firmy Eppendorf. Opakowanie zawiera 50 szt.