




## Łyżeczka szklana

Szklana łyżeczka do mieszania, nabierania i przesypywania próbek.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Wymiary łyżeczki (dł. x szer.)	Dł. całk.
	L-0442	łyżeczka szklana	27 x 20 mm	

### Opis

Szklana łyżeczka o wymiarach 20 x 27 mm oraz długości całkowitej 140 mm. Sztuciec wielokrotnego użytku, do mieszania, nabierania i przesypywania próbek. Długa rączka pozwala na operowanie w wysokich i wąskich pojemnikach.