



Końcówki Eppendorf epT.I.P.S., w worku

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania.

Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121°C.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6800	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	0,1-10 µl (nanokońcówki)	34 mm	ciemny szary	Eppendorf Quality	0030 000.811	2x500 szt.
	K-6806	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030 000.838	2x500 szt.
	K-6801	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	0,5-20 µl	46 mm	jasny szary	Eppendorf Quality	0030 000.854	2x500 szt.
	K-6802	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	żółte	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030 000.870	2x500 szt.
	K-6378	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030 000.889	2x500 szt.
	K-6807	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	żółte	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030 000.897	2x500 szt.
	K-6379	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030 000.900	2x500 szt.
	K-6803	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	niebieskie	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030 000.919	2x500 szt.
	K-6380	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030 000.927	2x500 szt.
	K-6808	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030 000.935	2x500 szt.
	K-6381	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	50-1250 µl	103 mm	ciemny zielony	Eppendorf Quality	0030 000.730	2x500 szt.
	K-6804	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	250-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	0030 000.951	5x100 szt.
	K-6805	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030 000.978	5x100 szt.
	K-6480	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	200-5000 µl	175 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030 000.650	3x100 szt.
	K-6809	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	0,5-10 ml	165 mm	turkusowy	Eppendorf Quality	0030 000.765	2x100 szt.
	K-6810	Końcówki epT.I.P.S.® w worku	bezbarwne	0,5-10 ml	243 mm	turkusowy	Eppendorf Quality	0030 000.781	2x100 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przeźroczystością. Zapakowane w workach z możliwością wielokrotnego zamykania. Stopień czystości Eppendorf Quality. Zgodne z normą EN ISO 8655. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121°C.

Kończówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.