



Torba izolacyjna z logo Biohazard - czerwona - poj. ok. 6 l

Lekka torba termoizolacyjna z nadrukiem „Biohazard”. Wykonana z wytrzymałego poliestru, powlekanego od wewnątrz folią izolacyjną. Posiada wygodny, regulowany pasek oraz dwa krótsze uchwyty.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Kolor
	L-4004	Torba termoizolacyjna z oznakowaniem Biohazard	ok. 6 l	czerwona

Opis

Lekka torba termoizolacyjna w kolorze czerwonym z dużym, widocznym nadrukiem „Biohazard”. Ścianki zewnętrzne są wykonane z wytrzymałego poliestru, powlekanego od wewnątrz folią izolacyjną. Posiada wygodny, regulowany pasek oraz dwa krótsze uchwyty.

Pojemność torby wynosi ok. 6 l. Jej wymiary wewnętrzne wynoszą 16 x 16 x 24 cm.