



Końcówki Eppendorf - epT.I.P.S. Set

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Zestaw zawierający autoklawowalne pudełko na końcówki Eppendorf z uchylnym wieczkiem oraz pięć tacek wymiennych z końcówkami epT.I.P.S.[®] Reloads. Końcówki są idealnie dopasowane do pipet Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych znanych producentów. Wszystkie końcówki do pipet Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-5660	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	0,1-10 µl	34 mm	ciemny szary	Eppendorf Quality	0030 076.290	5x96 szt.
	K-5661	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030 076.303	5x96 szt.
	K-5662	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	0,5-20 µl	46 mm	jasny szary	Eppendorf Quality	0030 076.311	5x96 szt.
	K-5663	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030 076.320	5x96 szt.
	K-5664	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030 076.338	5x96 szt.
	K-5665	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030 076.346	5x96 szt.
	K-5666	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030 076.354	5x96 szt.
	K-5668	Końcówki epT.I.P.S. [®] Set	250-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	0030 076.362	5x48 szt.

Opis

Zestaw zawierający autoklawowalne pudełko na końcówki Eppendorf z uchylnym wieczkiem oraz pięć tacek wymiennych z końcówkami epT.I.P.S.[®] Reloads. Końcówki są idealnie dopasowane do pipet Eppendorf. Charakteryzują się znakomitą szczelnością oraz optymalną przezroczystością. Mogą być stosowane także w połączeniu z pipetami innych znanych producentów. Wszystkie końcówki do pipet Eppendorf w połączeniu z pipetami Eppendorf spełniają wymagania normy EN ISO 8655.

Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.