



Końcówki Eppendorf epT.I.P.S. Dualfilter[®]

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Pierwsze końcówki z ochroną przeciwwiekontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu. Gwarantują podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym (niebieskiej i białej). W razie pomyłkowego zwilżenia poprzez nieprawidłowe pipetowanie filtr nie napęcznieje — próbkę można w łatwy sposób odzyskać. Sterylne. Wolne od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Szt./Op.
	K-6514	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	0,1-10 µl S	34 mm	ciemny szary	PCR Clean i sterylne	0030 078.500	10x96 szt.
	K-6517	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	0,1-10 µl M	40 mm	szary	PCR Clean i sterylne	0030 078.519	10x96 szt.
	K-6510	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	0,5-20 µl L	46 mm	jasny szary	PCR Clean i sterylne	0030 078.527	10x96 szt.
	K-6518	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	2-20 µl	53 mm	żółty	PCR Clean i sterylne	0030 078.535	10x96 szt.
	K-6511	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	2-100 µl	53 mm	żółty	PCR Clean i sterylne	0030 078.543	10x96 szt.
	K-6519	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	2-200 µl	55 mm	żółty	PCR Clean i sterylne	0030 078.551	10x96 szt.
	K-6512	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	PCR Clean i sterylne	0030 078.560	10x96 szt.
	K-6513	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	50-1000 µl	76 mm	niebieski	PCR Clean i sterylne	0030 078.578	10x96 szt.
	K-6530	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	50-1250 µl	103 mm	ciemny zielony	PCR Clean i sterylne	0030 078.594	5x96 szt.
	K-6531	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	250-2500 µl	115 mm	czerwony	PCR Clean i sterylne	0030 078.586	5x96 szt.
	K-6528	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	PCR Clean i sterylne	0030 078.616	5x24 szt.
	K-6532	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	200-5000 µl	175 mm	fioletowy	PCR Clean i sterylne	0030 078.624	5x24 szt.
	K-6529	Końcówki ep Dualfilter T.I.P.S.	1-10 ml	243 mm	turkusowy	PCR Clean i sterylne	0030 077.598	100 x 1 szt.

Opis

Pierwsze końcówki z ochroną przeciwwiekontaminacyjną w postaci filtra dwufazowego z hydrofobowego polietylenu. Gwarantują

podwójną ochronę dzięki dwóm warstwom filtracyjnym (niebieskiej i białej). W razie pomyłkowego zwilżenia poprzez nieprawidłowe pipetowanie filtr nie napęcznieje — próbkę można w łatwy sposób odzyskać. **Sterylny. Wolny od inhibitorów PCR, DNaz, RNaz i ludzkiego DNA. Niepirogenne.** Przeznaczone do stosowania z pipetami Eppendorf Reference i Research. Pasują też do powszechnie znanych modeli pipet innych producentów. Pakowane w statywy z przykrywką (z wyjątkiem nr art. K-6529 – indywidualnie pakowane w opakowanie typu blister).

Końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.