



## Akcesoria do miniwirówki C1601

Akcesoria do miniwirówki C1601. Do wyboru zasilacz sieciowy, rotory i adaptery na próbówki o poj. od 0,2 ml do 0,5 ml, w tym również na próbówki PCR w paskach.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                                    | Przeznaczenie                        | Liczba miejsc | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|----------|
|    | L-3111  | Rotor 6770-RT                            | próbówki o poj. 1,5/2,0 ml           | 8 miejsc      | 1 szt.   |
|    | L-3113  | Rotor 6770-RTS                           | próbówki PCR w paskach o poj. 0,2 ml | 4 x 8         | 1 szt.   |
|    | L-3115  | Adaptery do rotora 6770-RT               | próbówki o poj. 0,2 ml               | -             | 8 szt.   |
|    | L-3116  | Adaptery do rotora 6770-RT               | próbówki o poj. 0,25 ml              | -             | 8 szt.   |
|  | L-3117  | Adaptery do rotora 6770-RT               | próbówki o poj. 0,5 ml               | -             | 8 szt.   |
|  | L-3119  | Zasilacz sieciowy do wirówki C1601, 24 V | -                                    | -             | 1 szt.   |

### Opis

Akcesoria do miniwirówki C1601. Do wyboru zasilacz sieciowy z napięciem 24 V, a także rotory i adaptery na próbówki o poj. od 0,2 ml do 0,5 ml. Rotor 6770-RTS mieści 4 paski próbek PCR o poj. 0,2 ml. Rotor 6770-RT ma 8 miejsc na próbówki o poj. 1,5 lub 2,0 ml. Kompatybilne adaptery umożliwiają wirowanie również próbek o mniejszej pojemności (0,2-0,5 ml).