

Filtry do pipet Transferpette[®] S



Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu filtra na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta	Szt./Op.
	K-0104	Filtry do pipety Transferpette [®] S o poj. 500-5000 µl	704652	25 szt.
	K-0105	Filtry do pipety Transferpette [®] S o poj. 1000-10000 µl	704653	25 szt.

Opis

Filtry chroniące przed kontaminacją próbki bądź zanieczyszczeniem pipety. Po zamontowaniu filtra na pipecie można używać końcówek do pipet bez filtra, uzyskując poziom ochrony jak przy zastosowaniu końcówek do pipet z filtrem. Oryginalny produkt firmy Brand. Opakowanie zawiera 25 szt.