



Zestawy NucleoBond[®] BAC



Zestawy **NucleoBond[®] BAC** umożliwiają izolację dużych konstruktyw, np. typu BAC, PAC, P1 (do 300 kbp) przy użyciu wymiennika anionowego. Pozwalają na zoptymalizowanie objętości buforu podczas lizy dużych kultur bakteryjnych. Zawierają NucleoBond[®] Folded Filters, dzięki którym lizat jest łagodnie oczyszczany (konstrukty nie są rozcinane).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	740579	NucleoBond [®] BAC 100 (10 izolacji)	1 zestaw

Opis

Zestawy **NucleoBond[®] BAC** umożliwiają izolację dużych konstruktyw, np. typu BAC, PAC, P1 (do 300 kbp) przy użyciu wymiennika anionowego. Pozwalają na zoptymalizowanie objętości buforu podczas lizy dużych kultur bakteryjnych. Zawierają NucleoBond[®] Folded Filters, dzięki którym lizat jest łagodnie oczyszczany (konstrukty nie są rozcinane).