



Bufory do zestawów NucleoSpin[®] Plasmid



Bufory do zestawów **NucleoSpin[®] Plasmid**.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Szt./Op.
	740953	Bufor NucleoSpin [®] do izolacji plazmidów niskokopijnych (A1, A2, A3, RNaza A na 300 izolacji)	1 zestaw
	740911.1	Bufor A1 (bez RNazy A) - 1l	1 op.
	740912.1	Bufor A2 - 1 l	1 op.
	740913.1	Bufor A3 - 1 l	1 op.
	740914	Bufor A4 stężony (na 100 ml buforu) - 25 ml	1 op.
	740914.1	Bufor A4 stężony (na 1000 ml buforu) - 200 ml	1 op.
	740916.1	Bufor AW - 1 l	1 op.
	740917.1	Bufor AE - 1 l	1 op.

Opis

Bufory do zestawów **NucleoSpin[®] Plasmid**.