






## Zestawy NucleoMag<sup>®</sup>



Zestawy **NucleoMag<sup>®</sup>** to narzędzia służące do oczyszczania produktów PCR, wykorzystujące magnetyczne kuleczki. Zamknięty układ uniemożliwia powstawanie zanieczyszczeń krzyżowych. Ilość odzyskanego DNA nie zależy od objętości elucji. Zestawy można wykorzystywać zarówno do ręcznego jak i zautomatyzowanego oczyszczania produktów PCR. Otrzymany produkt można poddać sekwencjonowaniu.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	744100.1	NucleoMag <sup>®</sup> 96 PCR	1 x 96 izolacji	1 zestaw
	744100.4	NucleoMag <sup>®</sup> 96 PCR	4 x 96 izolacji	1 zestaw
	744100.24	NucleoMag <sup>®</sup> 96 PCR	24 x 96 izolacji	1 zestaw

### Opis

Zestawy **NucleoMag<sup>®</sup>** to narzędzia służące do oczyszczania produktów PCR, wykorzystujące magnetyczne kuleczki. Zamknięty układ uniemożliwia powstawanie zanieczyszczeń krzyżowych. Ilość odzyskanego DNA nie zależy od objętości elucji. Zestawy można wykorzystywać zarówno do ręcznego jak i zautomatyzowanego oczyszczania produktów PCR. Otrzymany produkt można poddać sekwencjonowaniu.