



Zestawy NucleoTrap[®]



NucleoTrap[®] to zestawy służące do ekstrakcji DNA z żelu agarozowego. Ekstrakcja odbywa się przy wykorzystaniu matrycy krzemionkowej, bez użycia kolumn. Małe fragmenty DNA (powyżej 20 pz) są wiązane z wysoką wydajnością, zaś duże nie są cięte ani degradowane. Otrzymane fragmenty DNA mogą mieć zastosowanie w klonowaniu, sekwencjonowaniu, PCR i analizie restrykcyjnej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba izolacji	Szt./Op.
	740584.10	NucleoTrap [®]	10 izolacji	1 zestaw
	740584	NucleoTrap [®]	100 izolacji	1 zestaw
	740589	NucleoTrap [®] zawiesina - 1 ml	100 izolacji	1 op.
	740587.10	NucleoTraP [®] CR	10 izolacji	1 zestaw
	740587	NucleoTraP [®] CR	100 izolacji	1 zestaw

Opis

NucleoTrap[®] to zestawy służące do ekstrakcji DNA z żelu agarozowego. Ekstrakcja odbywa się przy wykorzystaniu matrycy krzemionkowej, bez użycia kolumn. Małe fragmenty DNA (powyżej 20 pz) są wiązane z wysoką wydajnością, zaś duże nie są cięte ani degradowane. Otrzymane fragmenty DNA mogą mieć zastosowanie w klonowaniu, sekwencjonowaniu, PCR i analizie restrykcyjnej.

Zestawy **NucleoTraP[®] CR** również wykorzystują matrycę krzemionkową. Są stosowane do oczyszczania produktów PCR, umożliwiają usunięcie starterów. Pozwalają na odzyskanie fragmentów DNA większych niż 120 pz z wysoką wydajnością.