



Kasetki na szkiełka podstawowe z ABS - z wkładem korkowym



Kasetki z tworzywa ABS do przechowywania standardowych szkiełek mikroskopowych w ponumerowanych, rowkowanych otworach. Z wkładem korkowym, nakładaną pokrywą i kartą indeksową. Zapewniają bezpieczne, bezpyłowe przechowywanie i transport do 50 szkiełek mikroskopowych.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Kolor	Wymiary (szer. x wys. x gł.)	Liczba miejsc
	R-0161	Kasetka na szkiełka podstawowe	ABS	niebieska	86 x 209 x 35 mm	50 miejsc
	R-0162	Kasetka na szkiełka podstawowe	ABS	czerwona	86 x 209 x 35 mm	50 miejsc
	R-0163	Kasetka na szkiełka podstawowe	ABS	biała	86 x 209 x 35 mm	50 miejsc

Opis

Kasetka na szkiełka mikroskopowe o wymiarach 86 x 209 x 35 mm. Przeznaczona do przechowywania i transportu do 50 szkiełek o standardowych wymiarach (76 x 26 mm). Trwała obudowa z tworzywa ABS z wewnętrznym rowkowaniem i korkową wyściółką. Łatwo otwierana pokrywa z zatrzaskiem z tworzywa. Numeracja karty indeksowej, wklejonej w wewnętrzną stronę pokrywy, odpowiada numerom wytłoczonym na dnie pudełka. Pudełko posiada nóżki zapewniające maksymalną stabilność oraz umożliwiające układanie ich w stosy.

Trzy warianty barwne umożliwiają dodatkowo kodowanie zawartości kolorami.