



## Statywy na próbki PCR

**ratiolab**<sup>®</sup>

Statywy do próbek PCR z 96 miejscami w formie mikroplątki. Wykonane z PP. Mogą służyć jako stacja robocza i magazynowa dla pojedynczych próbek 0,2 ml, pasków i segmentów PCR. Autoklawowalne, dostępne w pięciu kolorach. Oferowane w opakowaniach po 10 sztuk.

| Miniatura                                                                           | Nr-art. | Nazwa                 | Kolor       | Liczba miejsc | Szt./Op. |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|---------------|----------|
|    | R-4021  | Statywy na próbki PCR | białe       | 96 miejsc     | 10 szt.  |
|    | R-4022  | Statywy na próbki PCR | żółte       | 96 miejsc     | 10 szt.  |
|  | R-4023  | Statywy na próbki PCR | niebieskie  | 96 miejsc     | 10 szt.  |
|  | R-4024  | Statywy na próbki PCR | zielone     | 96 miejsc     | 10 szt.  |
|  | R-4025  | Statywy na próbki PCR | czerwone    | 96 miejsc     | 10 szt.  |
|  | R-4026  | Statywy na próbki PCR | mix kolorów | 96 miejsc     | 10 szt.  |

### Opis

Statywy do próbek PCR wykonano z polipropylenu (PP). Statywy do próbek z 96 miejscami o średnicy 6 mm można wykorzystywać jako stacje robocze i magazynowe dla pojedynczych próbek PCR 0,2 ml, pasków PCR i segmentów PCR. Waga pojedynczego statywu to mniej niż 20 g. Układ 8 x 12 gniazd tworzy format mikroplątki o wymiarach 127 x 85 mm i wysokości 16 mm. Puste statywy można układać w stosy oraz autoklawować.

Dostępne w pięciu kolorach dla łatwej kategoryzacji różnych typów próbek. Oferowane w kompletach po 10 sztuk.

Dodatkowo statywy można doposażyć w przezroczyste pokrywy dostępne w dwóch wariantach różniących się wysokością oraz materiałem, z którego zostały wykonane.