



Pokrywki do statywów na próbówki PCR

ratiolab[®]

Pokrywki do statywów na próbówki PCR z 96 dołkami. Wykonane z PP lub SAN. Oferowane w opakowaniach po 10 sztuk.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Materiał	Wysokość	Szt./Op.
	R-4028	Pokrywki do statywów na próbówki PCR	PP	14 mm	10 szt.
	R-4029	Pokrywki do statywów na próbówki PCR	SAN	28 mm	10 szt.

Opis

Pokrywki do statywów na próbówki PCR wykonane z polipropylenu (PP) lub kopolimeru styrenu i akrylonitrylu (SAN). Idealnie dopasowane do statywów na próbówki PCR. Wersja wykonana z przezroczystego PP jest autoklawowalna. O wymiarach w przybliżeniu 78 x 112 x 14 mm, dopasowana do wyższej płaszczyzny stojaka. Wysokość pomiędzy górną krawędzią dołków a płaszczyzną pokrywki to ok. 5 mm. Waga pojedynczej nakrywki nie przekracza 13 g.

Wersję nakrywki o wymiarach około 85 x 123 x 28 mm wykonano z przezroczystego SAN, którego nie można autoklawować. Nakładana na niższą płaszczyznę stojaka. Wysokość pomiędzy krawędzią dołków a płaszczyzną pokrywki to ok. 10 mm. Waga pojedynczej nakrywki to poniżej 25 g.

Oferowane w opakowaniach po 10 sztuk.