



Strzykawki trzyczęściowe Omnifix[®] Irrigation - sterylne

B | BRAUN

Strzykawki trzyczęściowe Omnifix[®] Irrigation. Sterylne, pakowane indywidualnie. Końcówka do cewnika.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przyłącze	Pojemność	Szt./Op.	Nr producenta
	L-5527	Strzykawki trzyczęściowe Omnifix [®] Irrigation	do cewnika	50 ml	100 szt.	4613503F

Opis

Sterylnie strzykawki trzyczęściowe Omnifix[®] Irrigation z końcówką stożkową do podłączenia cewnika. Pakowane indywidualnie w opakowanie typu blister.

Wysoce przejrzyste, z czytelną skalą. Pozwala to na łatwe odczytywanie objętości oraz precyzyjne dozowanie. Tłok z podwójnym uszczelnieniem umożliwia kontrolowanie prędkości pobierania i wstrzykiwania substancji. Blokada tłoka zapobiega niezamierzonemu wyjęciu tłoka z korpusu strzykawki i utracie płynów.

Cylinder oraz tłok wykonane są z polipropylenu, natomiast uszczelka tłoka została wyprodukowana z poliizoprenu. Strzykawki Omnifix[®] Irrigation są produkowane bez PVC, lateksu, DEHP, BPA.