



Końcówki Optifit - w worku

SARTORIUS

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie pudełek pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Autoklawowalne. W ekonomicznym opakowaniu – luzem w worku.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Nr producenta	Szt./Op.
	K-3763	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku	0,1-10 µl	31,5 mm	790014	1000 szt.
	K-0062	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku	0,5-200 µl	51 mm	790204	1000 szt.
	K-3770	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku	5-350 µl	54 mm	790354	1000 szt.
	K-3773	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku	10-1000 µl	71,5 mm	791005	400 szt.
	K-3747	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku	10-1000 µl	68,5 mm	791024	1000 szt.
	K-3774	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku	10-1000 µl	71,5 mm	791004	1000 szt.
	K-3779	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku	50-1200 µl	71,5 mm	791204	1000 szt.
	K-3889	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku	100-5000 µl	150 mm	780300	100 szt.
	K-3762	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku	100-5000 µl	150 mm	780308	1000 szt.
	K-3890	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku dla Midi Plus	500-10000 µl	242 mm	780310	100 szt.
	K-3891	Końcówki Sartorius Biohit Optifit w worku dla mLINe i Proline Plus 10ml	1000-10000 µl	161 mm	LH-780316	250 szt.

Opis

Oryginalne końcówki do pipet Sartorius Biohit. Pasują także do wielu powszechnie stosowanych pipet. Kolorowe kodowanie pudełek pozwala na szybki wybór odpowiedniej końcówki w czasie pracy. Posiadają certyfikat CE/IVD. Wykonane z najwyższej jakości polipropylenu. Autoklawowalne. W ekonomicznym opakowaniu – luzem w worku.

Końcówki Sartorius o pojemnościach maksymalnych od 350 µl do 1200 µl pakowane luzem w workach zostały zastąpione odpowiednimi modelami w opakowaniu FlexiBulk, które można znaleźć pod [odnośnikiem](#).

