




Płytki titracyjne 96-dołkowe i pokrywki



Płytki titracyjne wykonane z PS. Sterylne, pakowane indywidualnie. Standardowych rozmiarów, 96-dołkowe, z dnem w kształcie U albo F. Oferowane bez pokrywek, które należy zamawiać osobno.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa | Liczba dołków | Dno | Poj. dołka | Stopień czystości | Materiał | Wymiary | Pakowane | Szt./Op. |
|---|---------|---------------------------------|---------------|-------------|------------|-------------------|----------|-------------|-----------|----------|
|  | B-2471 | Płytki titracyjne 96-dołkowe | 96 dołków | U-kształtne | 0,28 ml | sterylne | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |
|  | B-2473 | Płytki titracyjne 96-dołkowe | 96 dołków | F-kształtne | - | sterylne | PS | 86 x 128 mm | pak. ind. | 50 szt. |
|  | B-2475 | Pokrywki do płytek titracyjnych | - | - | - | sterylne | - | - | pak. ind. | 50 szt. |

Opis

Płytki testowe wykonane z bezbarwnego polistyrenu (PS). Służą do wykonywania licznych testów w małej objętości. Do wyboru płytki U-kształtne lub F-kształtne. Dno płytki w kształcie litery „U” charakteryzuje się zaokrąglonym kształtem bez żadnych zakamarków. Objętość każdej studzienki wynosi 0,281 ml. Płytki posiadają czytelne oznakowanie alfanumeryczne.

Wymiary: długość 127,70 mm, szerokość 85,80 mm, wysokość 14,10 mm. Waga pakowanej pojedynczo płytki to 40,00 ±1 g. Sterylne, pakowane pojedynczo, posiadają certyfikat **IVD** (produkty medyczne do diagnostyki *in vitro*). Sterylizowane radiacyjnie zgodnie z normą EN ISO 11137 (sterylizacja produktów ochrony zdrowia).

Uwaga: Płytki titracyjne oferowane są bez pokrywek (B-2475), które należy zamawiać dodatkowo.