



Końcówki do pipet, z filtrem, w wymiennych wkładach Tip Rack



Końcówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0272	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	50-1000 µl	sterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732634
	K-0235	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	0,1-1 µl	sterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732622
	K-0241	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	0,5-10 µl	sterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732624
	K-0248	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	1-20 µl	sterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732626
	K-0254	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	2-20 µl	sterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732628
	K-0260	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	5-100 µl	sterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732630
	K-0266	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	5-200 µl	sterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732632
	K-0234	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	0,1-1 µl	niesterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732602
	K-0240	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	0,5-10 µl	niesterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732604
	K-0253	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	2-20 µl	niesterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732608
	K-0259	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	5-100 µl	niesterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732610
	K-0265	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	5-200 µl	niesterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732612
	K-0271	Końcówki do pipet z filtrem BIO-CERT Liquid Handling - w TipRack	50-1000 µl	niesterylne	10 x 96 szt.	960 szt.	732614

Opis

Końcówki do pipet firmy Brand ze zintegrowanym, hydrofobowym filtrem z polietylenu, chroniącym przed powstawaniem aerozoli. Filtr chroni przed kontaminacją i zanieczyszczeniami krzyżowymi. Końcówki z filtrem firmy Brand są przystosowane do wykorzystywania w technikach PCR oraz pracy z radioizotopami. Wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHMDA i oleamidu). Umieszczone w statywach przygotowanych do bezpośredniego przeniesienia do pudełka TipBox. Ich zastosowanie obniża ryzyko kontaminacji podczas napełniania pudełek oraz umożliwia zmniejszenie liczby produkowanych odpadów. Końcówki wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHMDA i oleamidu). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Autoklawowalne w 121°C/2 bar, zgodnie z DIN EN 285. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE.