



Filtry membranowe z azotanu celulozy (CN) - typ 114 - niesterylne

SARTORIUS

Filtry membranowe z azotanu celulozy (CN), białe z czarną kratką, typ 114. Średnica filtra 47 mm, porów 1,2 µm. Niesterylne, hydrofilowe. Przeznaczone do zliczania kolonii, testowania cząstek i mikroskopii. Spełniają normy: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1, EN 12780.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Membrana	Kolor	Powierzchnia	Rozmiar sącza	Śr. porów	Stopień czystości	Szt./Op.
	B-5076	Filtry membranowe	114	azotan celulozy (CN)	białe	kratka	47 mm	1,20 µm	niesterylne	100 szt.

Opis

Filtry membranowe z azotanu celulozy (CN), typ 114 o średnicy 47 mm i porach o średnicy 1,2 µm. Niesterylne, hydrofilowe. Kolor biały z czarną kratką. Przeznaczone do liczenia kolonii, testowania cząstek i mikroskopii. Filtry typu 114 zawierają mieszanę azotanu celulozy i octanu celulozy. Octan celulozy łączy wysoką szybkość przepływu i stabilność termiczną z bardzo niskimi właściwościami adsorpcyjnymi – charakteryzuje się wyjątkowo niskim powinowactwem z białkami. Przed użyciem filtry membranowe Sartorius typu 114 należy wysterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C.

Filtry membranowe z CN spełniają normy: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 i EN 12780.