



Czasomierz mechaniczny - zakres 1-60 min



Klasyczny czasomierz analogowy z mechanizmem nakręcania, nie wymagający baterii. Czas pomiaru wynosi od 1 do 60 minut. Informuje o zakończeniu odmierzanego czasu sygnałem dźwiękowym.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Szer. x gł. x wys.
	L-1326	Czasomierz mechaniczny	biały	75 x 57 mm x 93 mm

Opis

Wolnostojący minutnik posiadający mechanizm nakręcania, nie wymagający baterii. Analogowy czasomierz dzięki mechanizmowi sprężynowemu można ustawić od 1 do 60 minut z dokładnością do 1 minuty. Sygnał dźwiękowy przypomina o upływającym czasie. Obudowa o wymiarach 75 x 57 x 93 mm

Praktyczny timer dzięki swojej funkcjonalności i solidnemu wykonaniu, doskonale sprawdzi się w odmierzaniu czasu reakcji np. wybarwiania lub destylacji.