



Końcówki do pipet Brand z filtrem - Ultra low retention - w pudełkach Tip Box



Końcówki do Pipet Brand ULR (Ultra Low Retention). Posiadają idealnie jednorodną powierzchnię, o niskim napięciu powierzchniowym. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wyposażone w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-0239	Końcówki do pipet ULR z filtrem BIO-CERT - w TipBox	0,5-10 µl	sterylne	732824	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0233	Końcówki do pipet ULR z filtrem BIO-CERT - w TipBox	0,1-1 µl	sterylne	732822	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0246	Końcówki do pipet ULR z filtrem BIO-CERT - w TipBox	1-20 µl	sterylne	732826	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0252	Końcówki do pipet ULR z filtrem BIO-CERT - w TipBox	2-20 µl	sterylne	732828	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0258	Końcówki do pipet ULR z filtrem BIO-CERT - w TipBox	5-100 µl	sterylne	732830	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0264	Końcówki do pipet ULR z filtrem BIO-CERT - w TipBox	5-200 µl	sterylne	732832	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0270	Końcówki do pipet ULR z filtrem BIO-CERT - w TipBox	50-1000 µl	sterylne	732834	10 x 96 szt.	960 szt.
	K-0231	Końcówki do pipet ULR z filtrem - w TipBox	0,1-1 µl	niesterylne	732802	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0237	Końcówki do pipet ULR z filtrem - w TipBox	0,5-10 µl	niesterylne	732804	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0244	Końcówki do pipet ULR z filtrem - w TipBox	1-20 µl	niesterylne	732806	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0250	Końcówki do pipet ULR z filtrem - w TipBox	2-20 µl	niesterylne	732808	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0256	Końcówki do pipet ULR z filtrem - w TipBox	5-100 µl	niesterylne	732810	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0262	Końcówki do pipet ULR z filtrem - w TipBox	5-200 µl	niesterylne	732812	5 x 96 szt.	480 szt.
	K-0268	Końcówki do pipet ULR z filtrem - w TipBox	50-1000 µl	niesterylne	732814	5 x 96 szt.	480 szt.

Opis

Końcówki do Pipet Brand ULR (Ultra Low Retention). Posiadają idealnie jednorodną powierzchnię, o niskim napięciu powierzchniowym. Wykonane z wysokiej jakości tworzywa. Wyposażone są w podziałkę pomocną w określaniu ilości pobieranej cieczy. Końcówki mogą być sterylizowane w autoklawie. Dostępne w wersji standardowej (niesterylnej) lub wersji BIO-CERT sterylnej.