



Oryginalne końcówki do pipet w statywach TipStack - Brand



Kończówki do pipet firmy Brand, spakowane w wieżę, zawierającą 10 wkładów wymiennych oraz dwa pudełka na końcówki. Wyposażone w przekładki między kolejnymi wkładami. Użycie wkładów pozwala zmniejszyć ryzyko kontaminacji podczas umieszczania końcówek w pudełku i zapewnia znaczącą oszczędność miejsca w laboratorium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Szt./Op.	Nr producenta
	K-0273	Kończówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne	0,5-20 µl	10x96 szt.	732244
	K-0274	Kończówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT	0,5-20 µl	10x96 szt.	732264
	K-0275	Kończówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne, ULR	0,5-20 µl	10x96 szt.	732344
	K-0276	Kończówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT, ULR	0,5-20 µl	10x96 szt.	732364
	K-0277	Kończówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne	2-200 µl	10x96 szt.	732248
	K-0278	Kończówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT	2-200 µl	10x96 szt.	732268
	K-0279	Kończówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne, ULR	2-200 µl	10x96 szt.	732348
	K-0280	Kończówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT, ULR	2-200 µl	10x96 szt.	732368
	K-0281	Kończówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne	50-1000 µl	10x96 szt.	732252
	K-0282	Kończówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT	50-1000 µl	10x96 szt.	732272
	K-0283	Kończówki do pipet Brand, TipStack - niesterylne, ULR	50-1000 µl	10x96 szt.	732352
	K-0284	Kończówki do pipet Brand, TipStack - BIO-CERT, ULR	50-1000 µl	10x96 szt.	732372

Opis

Kończówki do pipet firmy Brand, spakowane w wieżę, zawierającą 10 wkładów wymiennych oraz dwa pudełka na końcówki. Wyposażone w przekładki między kolejnymi wkładami. Użycie wkładów pozwala zmniejszyć ryzyko kontaminacji podczas

umieszczania końcówek w pudełku i zapewnia znaczącą oszczędność miejsca w laboratorium.

Końcówki są wyprodukowane z wysokiej jakości polipropylenu (wolnego od DiHEMA i oleamidów). Z podziałką, umożliwiającą szybką weryfikację pobranej objętości. Autoklawowalne w 121°C/2 bar, zgodnie z DIN EN 285. Posiadają znak CE zgodnie z dyrektywą IVD 98/79 WE.

Końcówki dostępne są w dwóch wersjach:

- **końcówki niesterylne** (wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP), do standardowych zastosowań
- **końcówki sterylne - BIO-CERT** (wolne od DNA, RNaz, endotoksyn i ATP), do zastosowań wymagających zachowania sterylności procesu pipetowania
- **końcówki Ultra Low Retention (ULR)** - posiadają idealnie jednorodną powierzchnię, o niskim napięciu powierzchniowym, do pipetowania próbek zawierających detergenty; charakteryzują się również wysoką odpornością chemiczną - dostępne w wersji standardowej oraz BIO-CERT.