



Płytki 96-dołkowe do PCR - przezroczyste - niski profil - skirted



Płytki 96-dołkowe o niskim profilu marki ABgene (Thermo Scientific) przeznaczone m.in. do stosowania w termocyklerach. Posiadają pełną ramkę (skirted). Mogą być układane w stosach i stosowane w systemach automatycznych. Przezroczyste z czarnymi oznaczeniami ułatwiającymi łatwą i szybką identyfikację.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Profil	Poj. dołka	Szt./Op.
	L-4321	Płytki 96-dołkowe do PCR		niski	0,2 ml	25 szt.

Opis

Płytki 96-dołkowe o niskim profilu marki ABgene (Thermo Scientific) przeznaczone m.in. do stosowania w termocyklerach. Posiadają pełną ramkę (skirted). Mogą być układane w stosach i stosowane w systemach automatycznych. Przezroczyste z czarnymi oznaczeniami ułatwiającymi łatwą i szybką identyfikację.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 127,7 x 85,5 x 27,0 mm.

Maksymalna poj. dołka: 0,2 ml.

Ścięty narożnik: H1.