



Pipety aspiracyjne z PS

Pipety aspiracyjne z PS o pojemności 10 ml. Sterylne, bez rybonukleazy, deoksyrybonukleazy, lateksu i pirogenów. Nie posiadają podziałki i zatyczki. Pakowane indywidualnie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Kod barwny	Stopień czystości	Pakowane	Szt./Op.
	E4861-0010	Pipety aspiracyjne z PS	bez zatyczki	10 ml		sterylne	pak. ind.	200 szt.

Opis

Pipety aspiracyjne o pojemności 10 ml. Wykonane z niecytotoksycznego i niehemolitycznego polistyrenu (PS) Bez podziałki i zatyczki. Sterylne – sterylność gamma do SAL 10^{-6} (ISO 11137). Bez rybonukleazy, deoksyrybonukleazy, lateksu i pirogenów. Wyprodukowane zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 13485. Kod barwny pomarańczowy. Pipety aspiracyjne są używane do procedur aspiracji próżniowej lub transferów płynów, gdzie nie jest wymagana dokładność.

Specjalnie zaprojektowane opakowanie kartonowe z perforowaną taśmą odrywającą może służyć jako wydajny dozownik stołowy. Pakowane indywidualnie w papierowo-plastikowe opakowania.

Produkt w cenie promocyjnej, ma przekroczoną datę ważności.