



Pożywka RPMI 1640 - z glutaminianem - 500 ml

Pożywka RPMI 1640 z 2,0 g/l NaHCO₃. Zawiera stabilny glutaminian w składzie.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność
	FG 1215	RPMI 1640 with 2,0 g/l NaHCO ₃ - with stable glutamine	500 ml

Opis

Pożywka RPMI 1640 z 2,0 g/l NaHCO₃. Zawiera stabilny glutaminian w składzie.

Objętość: 500 ml.