



Końcówki do pipet Sapphire - 1250 µl

Bezbarwne końcówki do pipet Sapphire o poj. 10-1250 µl. Wykonane z polipropylenu (PP), niesterylne. Dostarczane w worku, w ilości 768 szt.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Stopień czystości	Szt./Op.
	750250	Końcówki do pipet Sapphire	bezbarwne	1250 µl	niesterylne	768 szt.

Opis

Końcówki do pipet Sapphire o pojemności w zakresie 10-1250 µl. Końcówki niesterylne, wykonane z polipropylenu (PP). Dostarczane w worku, który zawiera 768 szt końcówek. Produkt jest bezbarwny.