



Fiolki Lab File[®] z nakrętkami z septą

WHEATON[®]

Fiolki Wheaton Lab File[®] wraz z nakrętkami z czarnej żywicy fenolowej z gumą 14B. Bezbarwne, wykonane ze szkła borokrzemianowego typu I. Do próbek organicznych i o zwiększonej kompatybilności chemicznej.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Kolor	Pojemność	Śr. x wys.	Septa	Gwint	Szt./Op.
	224886	Fiolki z zakrętką i septą	przeźroczyste	16 ml	21 x 73 mm	guma 14B	18-400	144 szt.

Opis

Wheaton Lab File[®] to wysokiej jakości szklane fiolki do przechowywania i transportu próbek laboratoryjnych. Bezbarwne, wykonane ze szkła borokrzemianowego typu I – najmniej reaktywnego. Fiolki posiadają nakrętki z czarnej żywicy fenolowej, wyłożone gumą 14B. Idealne do próbek organicznych i o zwiększonej kompatybilności chemicznej.