



Rękawice lateksowe santex[®] powdered - pudrowane

MERCATOR MEDICAL

Jednorazowe rękawice diagnostyczne wykonane z naturalnego lateksu, pudrowane. Teksturowane na końcach palców. Do stosowania np. w weterynarii, pielęgniarstwie lub salonach kosmetycznych. Uniwersalny kształt pasuje zarówno na prawą jak i lewą rękę. Bardzo cienkie i elastyczne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Powierzchnia	Rozmiar	Kolor	Szt./Op.
	P-4071	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe	pudrowane	teksturowane palce	XS	kremowe	100 szt.
	RD11257002	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe	pudrowane	teksturowane palce	S	kremowe	100 szt.
	P-4073	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe	pudrowane	teksturowane palce	M	kremowe	100 szt.
	P-4076	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe	pudrowane	teksturowane palce	L	kremowe	100 szt.
	P-4075	Rękawice lateksowe santex [®] powdered - jednorazowe	pudrowane	teksturowane palce	XL	kremowe	100 szt.

Opis

Jednorazowe rękawiczki diagnostyczne z serii santex[®], wykonane z kauczuku naturalnego, pudrowane. Posiadają teksturowane palce. Rekomendowane do wykorzystywania np. w pielęgniarstwie, weterynarii, salonach kosmetycznych, do kontaktu z żywnością przy drobnych pracach domowych i montażowych. Dostępne w rozmiarach od XS do XL, pakowane po 100 szt. Rękawice te są bardzo cienkie i jednocześnie wyjątkowo elastyczne.

Podstawowe informacje:

Typ rękawicy: ochronna niejałowa rękawica diagnostyczna

Surowiec: lateks

Kolor: kremowy

Środek pudrujący: skrobia kukurydziana (USP)

Powierzchnia zewnętrzna: gładka/teksturowana

AQL: ≤ 1,0

Klasyfikacja CE: wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej kat. III