

Probówki hodowlane ze szkła sodowo-wapniowego - z zakrętką

schuett[®]*biotec.de*

Brak zdjęcia

Probówki płaskodenne do hodowli, z zakrętką. Wyprodukowane ze szkła sodowo-wapniowego. Autoklawowalne.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Materiał zakrętki	Pojemność	Śr. zew.	Wysokość	Szt./Op.
	3.562 143	Probówki hodowlane		aluminium	5 ml	14 mm	50 mm	100 szt.
	3.563 523	Probówki hodowlane		plastik	20 ml	27 mm	50 mm	100 szt.

Opis

Probówki do hodowli kultur bakteryjnych, wykonane ze szkła sodowo-wapniowego. Z zakrętką aluminiową bądź plastikową, o średnicy 14 mm lub 27 mm. Produkt charakteryzuje płaskie dno, podziałka i pole do opisu. Probówki są autoklawowalne.