



Akcesoria do wytrząsarek Reax top/control Heidolph



Oferujemy akcesoria do wytrząsarek Vortex Reax Top i Reax Control firmy Heidolph, takie jak nasadki do probówek i kolb, pręty podtrzymujące, wkłady piankowe oraz stojaki, które zwiększają funkcjonalność urządzeń.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Przeznaczenie	Nr producenta
	H-6821	Nasadka do probówek i kolb do 50 ml	wytrząsarki Reax top, Reax control	549-19000-00
	H-6823	Pręt podtrzymujący do mocowania probówek lub kolb	wytrząsarki Reax top, Reax control	549-20000-00
	H-6825	Wkład piankowy na 10 probówek o śr. 10 mm i dł. 60 mm	wytrząsarki Reax top, Reax control	549-01000-00
	H-6827	Wkład stojakowy dla 6 probówek Eppendorfa (1,5 ml)	wytrząsarki Reax top, Reax control	549-04000-00

Opis

Akcesoria do wytrząsarek Reax top i Reax control firmy Heidolph. W ofercie posiadamy:

- **nasadkę** – przeznaczoną do probówek i kolb o pojemności do 50 ml, umożliwiającą stabilne wytrząsanie naczyń,
- **pręt podtrzymujący** – wykonany z trwałej stali nierdzewnej V2A, przeznaczony do zabezpieczania probówek i kolb podczas pracy ciągłej,
- **wkład piankowy** – umożliwiający jednoczesne wytrząsanie do 10 probówek o średnicy 10 mm i długości do 60 mm,
- **wkład stojakowy** – przeznaczony do 6 probówek typu Eppendorf (1,5 ml).