



Nasadka na kolby do mieszadeł magnetycznych

Nasadka na jedną kolbę okrągłodenną do mieszadeł magnetycznych neoLab o Nr-Art. D-6010 i SunLab Nr-Art. D-8150. Nasadka wykonana jest z aluminium.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	D-8151	Nasadka do kolb o poj. 250 ml
	D-8152	Nasadka do kolb o poj. 500 ml

Opis

Nasadka na jedną kolbę okrągłodenną do mieszadeł magnetycznych neoLab o Nr-Art. D-6010 i SunLab Nr-Art. D-8150. Nasadka wykonana jest z aluminium.