





## Tulejki redukcyjne do probówek



Tulejki redukcyjne do probówek.  
Kompatybilne z wirówkami Heraeus.

| Miniatura   | Nr-art. | Nazwa                          | Pojemność   | Szt./Op. |
|---|---------|--------------------------------|-------------|----------|
|    | K-3007  | Tulejki redukcyjne do probówek | 0,6/0,5 ml  | 24 szt.  |
|    | K-3008  | Tulejki redukcyjne do probówek | 0,4/0,25 ml | 24 szt.  |
|  | K-3009  | Tulejki redukcyjne do probówek | 0,2 ml      | 24 szt.  |

### Opis

Tulejki redukcyjne do probówek.  
Kompatybilne z wirówkami Heraeus.