



Końcówki Eppendorf epT.I.P.S.® BioBased w worku - Eppendorf Quality

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR
eppendorf

Końcówki epT.I.P.S.® BioBased wyróżniają się doskonałym dopasowaniem do pipet Eppendorf. Zapewniają doskonałą szczelność i precyzyjne osadzenie na stożku pipety. Dostępne w rozmiarach od 10 µl do 5000 µl. Pakowane w worki z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania. Końcówki wykonane są z biopolimeru drugiej generacji. Stopień czystości Eppendorf Quality.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pojemność	Długość	Kod barwny	Stopień czystości	Nr producenta	Pakowane	Szt./Op.
	K-5781	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	0,1-10 µl	34 mm	ciemnoszary	Eppendorf Quality	0030 080.033	2 x 500 szt.	1000 szt.
	K-5782	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	0,1-20 µl	40 mm	szary	Eppendorf Quality	0030 080.041	2 x 500 szt.	1000 szt.
	K-5783	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	0,5-20 µl	40 mm	jasnoszary	Eppendorf Quality	0030 080.050	2 x 500 szt.	1000 szt.
	K-5784	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	2-200 µl	53 mm	żółty	Eppendorf Quality	0030 080.068	2 x 500 szt.	1000 szt.
	K-5785	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	20-300 µl	55 mm	pomarańczowy	Eppendorf Quality	0030 080.076	2 x 500 szt.	1000 szt.
	K-5786	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	50-1000 µl	71 mm	niebieski	Eppendorf Quality	0030 080.084	2 x 500 szt.	1000 szt.
	K-5787	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	50-1250 µl	76 mm	zielony	Eppendorf Quality	0030 080.092	2 x 500 szt.	1000 szt.
	K-5788	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	50-1250 µl	103 mm	ciemnozielony	Eppendorf Quality	0030 080.106	4 x 250 szt.	1000 szt.
	K-5789	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	250-2500 µl	115 mm	czerwony	Eppendorf Quality	0030 080.114	5 x 100 szt.	500 szt.
	K-5790	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	100-5000 µl	120 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030 080.122	5 x 100 szt.	500 szt.
	K-5791	Końcówki epT.I.P.S.® BioBased w worku	200-5000 µl	175 mm	fioletowy	Eppendorf Quality	0030 080.130	3 x 100 szt.	300 szt.

Opis

Końcówki Eppendorf epT.I.P.S.®

Oryginalne końcówki do pipet firmy Eppendorf charakteryzują się znakomitą szczelnością, doskonałym dopasowaniem do pipet Eppendorf oraz optymalną przeźroczystością. Pakowane w worki strunowe z możliwością wielokrotnego otwierania i

zamykania. Dostarczane w stopniu czystości Eppendorf Quality. Nadają się do sterylizacji w autoklawie w 121°C. Końcówki Eppendorf epT.I.P.S.® BioBased są wykonane z polipropylenu. Dzięki temu wykazują wysoką odporność termiczną i chemiczną.

Końcówki epT.I.P.S.® BioBased – wykonane z biopolimeru drugiej generacji

Końcówki Eppendorf epT.I.P.S.® BioBased uzupełniają gamę produktów Eppendorf BioBased. Zostały wyprodukowane z biopolimeru drugiej generacji, który bazuje na surowcach odnawialnych. Są to między innymi odpady i pozostałości z rafinacji olejów roślinnych lub zużytego oleju spożywczego. Zastosowanie źródeł alternatywnych do paliw kopalnych umożliwia zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska i śladu węglowego bez strat na jakości, precyzji i dokładności, z którą kojarzona jest firma Eppendorf. Końcówki epT.I.P.S.® BioBased posiadają certyfikat ACT (*Accountability, Consistency, and Transparency*). Jest on wydawany przez niezależny organ walidacyjny i służy do oceny zrównoważonego rozwoju produktów.

Końcówki do pipet Eppendorf epT.I.P.S.® BioBased w workach oferowane są w stopniu Eppendorf Quality. Wszystkie końcówki oraz pipety Eppendorf są oznaczone kodem barwnym. Pozwala on na szybkie i intuicyjne dobranie końcówek kompatybilnych z pipetą o wybranym zakresie pojemności.

Eppendorf BioBased – gama produktów

Seria Biobased obejmuje również końcówki w stelażach [epT.I.P.S.® BioBased Reloads](#) w stopniu czystości Biopur®. Dodatkowo, końcówki z filtrem: [ep Dualfilter T.I.P.S.® BioBased Reloads](#) (PCR Clean i sterylne) oraz [ep Dualfilter T.I.P.S.® SealMax® BioBased Reloads](#) (Biopur®). Ponadto dostępne są próbki wirówkowe wykonane z biopolimeru drugiej generacji o pojemności [5 ml](#), [25 ml](#) oraz [typu falcon o poj. 15 oraz 50 ml](#). Probówki Eppendorf Tubes BioBased oferowane są w stopniu czystości PCR Clean + sterylne.