



## Pojedyncze elementy do montażu statywu, Stativ-Set LaboTric<sup>®</sup>

Najwyższej jakości. Łatwe w montażu. Pasują do prętów statywu o śr. 12 mm. Różne kombinacje montowania. Zakręcanie i odkręcanie elementów dociskowych nie wymaga użycia siły.

Możliwość obrotu łącznika wielofunkcyjnego o 360° i ustawienia w każdej dowolnej pozycji. Podstawa statywu wolnostojąca lub do stałego montażu.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa                                                             |
|-----------|---------|-------------------------------------------------------------------|
|           | 2-4131  | Podst. statywu ze stożkiem i antypoślizgowym pierścieniem gumowym |
|           | 2-4134  | Łącznik wielofunkcyjny, współosiowy, równoległe złącze            |
|           | 2-4135  | Wspornik T statywu, dł. 300 mm                                    |
|           | 2-4136  | Pręt do zawieszenia                                               |
|           | 2-4137  | Pręt statywu, dł. 250 mm                                          |
|           | 2-4138  | Pręt statywu, dł. 500 mm                                          |
|           | 2-4139  | Pręt statywu, dł. 750 mm                                          |
|           | 2-4129  | Pręt statywu, dł. 1000 mm                                         |

### Opis

Najwyższej jakości. Łatwe w montażu. Pasują do prętów statywu o śr. 12 mm. Różne kombinacje montowania. Zakręcanie i odkręcanie elementów dociskowych nie wymaga użycia siły.

Możliwość obrotu łącznika wielofunkcyjnego o 360° i ustawienia w każdej dowolnej pozycji. Podstawa statywu wolnostojąca lub do stałego montażu.

**Kolor:** antracytowy lub anodowany na czarno.