



Akcesoria do rotatora Multi RS-60



Akcesoria do [rotatora Multi RS-60](#) firmy Biosan. Dostępne są platformy mieszczące 8 probówek o poj. 50 ml i 22 probówki o poj. 1,5-15 ml oraz 14 probówek o pojemności 15 ml.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówki	Śr. probówek	Przeznaczenie
	K-0173	Platforma PRS-8/22	8/22 miejsc	50/1,5-15 ml	do 30/15 mm	Rotator Multi RS-60
	K-0174	Platforma PRS-14	14 miejsc	50 ml	do 30 mm	Rotator Multi RS-60

Opis

Wkłady kompatybilne z [rotatorem Multi RS-60](#) firmy Biosan. Występują w dwóch wariantach różniących się liczbą miejsc oraz wielkością otworów na probówki. Pierwszy model pomieści 8 probówek o średnicy 20-30 mm (o pojemności 50 ml) oraz 22 probówki o średnicy 10-16 mm (o pojemności 1,5-15 ml). Natomiast drugi adapter ma 14 miejsc na probówki o średnicy 20-30 mm (50 ml).

Gumowe wykończenie wewnętrznej strony otworów umożliwia ich dopasowanie do kształtu probówek, dzięki czemu platformy te są kompatybilne z probówkami różnych firm.