



Platformy do wytrząsarki MPS-1



Wkłady do [wytrząsarki MPS-1](#) firmy Biosan. Do wyboru adapter **P-02/96** dopasowany do płytek reakcyjnych PCR typu semi-skirted oraz unskirted oraz pojedynczych probówek (96 x 0,2ml). Dostępne są także wkłady **P-2/24** (24 x 1,5-2,0 ml), **P-05/32** (32 x 0,5 ml) oraz **P-02/05** (24 x 0,5 ml oraz 48 x 0,2 ml).

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Liczba miejsc	Na probówki	Przeznaczenie
	K-0162	Platforma P-02/96	96/1 miejsc	probówki PCR / płytka PCR	Wytrząsarka MPS-1
	K-0163	Platforma P-2/24	24 miejsca	1,5-2,0 ml	Wytrząsarka MPS-1
	K-0164	Platforma P-05/32	32 miejsca	0,5 ml	Wytrząsarka MPS-1
	K-0165	Platforma P-02/05	24/48 miejsc	0,5/0,2 ml	Wytrząsarka MPS-1

Opis

Adaptory do [wytrząsarki MPS-1](#) firmy Biosan. Do wyboru platforma **P-02/96** dopasowana do płytek do reakcji PCR typu semi-skirted oraz unskirted oraz pojedynczych probówek 0,2 ml (96 miejsc). Adapter **P-2/24** mieszczący 24 probówki o pojemności 1,5 lub 2,0 ml oraz **P-05/32** odpowiedni do wytrząsania 32 probówek (0,5 ml). W sprzedaży mamy także platformę **P-02/05** z 24 miejscami na probówki 0,5 ml oraz 48 otworami dopasowanymi do 0,2 ml probówek.